

## TR - Türkçe

### Kullanım Talimatları – LMA SureSeal™ PreCurved

**UYARI:** LMA SureSeal™ PreCurved steril olarak yalnızca tek kullanım için temin edilir; kullandıktan sonra atılmalı ve tekrar kullanılmamalıdır.


**UYARI:** Tek kullanıma yönelik LMA SureSeal™ PreCurved cihazının tekrar kullanılması düşük performans veya iplev kaybına yol açabilir. Tek kullanımlık ürünlerin tekrar kullanılması viral, bakteriyel, fungal veya prionik patojenlere maruz kalmaya neden olabilir. Orijinal teknik özelliklere yönelik, tekrar işleme için onaylanmış temizleme ve sterilizasyon yöntemleri ve talimatları bu ürünler için mevcut değildir. LMA SureSeal™ PreCurved temizlenmek, dezenfekte edilmek veya yeniden sterilize edilmek üzere tasarlanmamıştır.

#### Genel Bilgi:

LMA SureSeal™ PreCurved cihazı doğal kauçuk lateks ve fitalattan yapılmamıştır.

LMA SureSeal™ PreCurved steril olarak (Etilen Oksit ile sterilize edilmiştir) tek kullanımlık olarak temin edilir ve dijital ya da introdüser araç kılavuzluğuna ihtiyaç olmaksızın kolay yerleştirme sağlar.

Bekil 1: LMA SureSeal™ PreCurved bileşenleri




LMA SureSeal™ PreCurved bileşenleri (bekil 1):

- a) Konektör
- b) Hava Yolu Tüpü
- c) Sırtlık
- d) Kaf
- e) şişirme Hattı
- f) Pilot Balon
- g) Kontrol Valfi

Tablo 1: LMA SureSeal™ PreCurved Teknik Özellikleri

	Boyut		
	3	4	5
Hava Yolu Konektörü	15 mm erkek (ISO 5356-1)		
Şişirme Valfi	Luer konisi (ISO 594-1)		
Ventilatör yolunun iç Hacmi	19 ml	19 ml	27 ml
Basınç düşüşü	60 l/dak'da < 1,6 cm H2O	60 l/dak'da < 1,6 cm H2O	60 l/dak'da < 1,6 cm H2O
Min. interdental boşluk	29 mm	30 mm	34 mm
Dahili yol	22,0 cm	22,0 cm	24,0 cm

#### Anatomik işaretler ile ilişkili olarak LMA SureSeal™ PreCurved cihazının dođru konumu



Tablo 2: Anatomik işaretlerin tanımı

Anatomik İşaretler	
1 - Özofagus	7 - Dil kemiđi
2 - Soluk borusu	8 - Dil
3 - Krikoid kıkırdak	9 - Ağız boşluğu
4 - Tiroid kıkırdığı	10 - Nazofarenks
5 - Gırtlak girişı	11 - Kesici dişler
6 - Küçük dil	

Tablo 3: LMA SureSeal™ PreCurved parçalarının tanımı

LMA SureSeal™ PreCurved
a - Hasta ucu
b - Sızdırmazlık mekanizması
c - Havalandırma açıklığı
d - Havalandırma yolu
e - Harici uç konektörü

#### Kullanım Endikasyonu:

Spontan veya Pozitif Basıncılı Ventilasyon (PPV) kullanılan aç bırakılan hastalarda, rutin ve acil anestetik prosedürler sırasında hava yolunu kontrol altına alma ve kontrolün devamını sağlamak için kullanılan LMA SureSeal™ PreCurved cihazıdır.

Ayrıca, bilinen veya beklenmedik güç solunum yolu koptuğunda, hava yolunun derhal açılmasını sağlamak için kullanılır.

Güç bir hava yoluna sahip (yani "entübasyon ve havalandırma sağlanamıyor") olan bir hastada kullanıldığında, regürjitasyon ve aspirasyon riski hava yolu sağlamanın potansiyel faydasıyla karşılanmalıdır.

En uygun kullanımı, trakeal entübasyonun gerekli olmadığı elektif cerrahi prosedürlerde kullanım içindir.

Kardiyopulmoner resüsitasyon (CPR) sırasında, bilincini ciddi ölçüde kaybetmiş, glossofaringeal ve larengeal refleksleri olmayan ve yapay solunuma ihtiyaç duyan hastada hızlı biçimde, açık bir hava yolu sağlamak amacıyla kullanılabilir. Bu durumlarda, LMA™ hava yolu sadece trakeal entübasyon mümkün olmadığında kullanılmalıdır.

#### Kontrendikasyon:

Potansiyel regürjitasyon ve aspirasyon riski nedeniyle LMA SureSeal™ hava yolu, aşağıda belirtilen elektif veya güç hava yoluna sahip hastalarda acil olmayan bir durumda endotrakeal tüp için alternatif olarak kullanılmamalıdır:

1. Aç kalmamış hastalar, aç kalıp kalmadıkları onaylanamayan hastalar dâhil.
2. Ölümcül obez, gebeliğın 14. haftasından sonraki dönemde olan hastalar veya acil ve resüsitasyon durumları ya da gecikmiş mide boşalması ile ilgili her durum veya aç kalma öncesinde opiat ilaç kullanımı.
3. Ağız açıklığı yerleştirmeye izin verme bakımından yetersiz olan hastalar.

LMA SureSeal™ PreCurved aşağıdaki hallerde de kontrendikedir:

1. Sabit azalmış pulmoner uyumu olan veya soluk alma basıncı zirvesinin 20 cm H<sub>2</sub>O'yu geçmesinin beklendiği hastalar, çünkü cihaz larenks çevresinde bir düşük basınç sızdırmazlığı oluşturur (yaklaşık 20 cm H<sub>2</sub>O).
2. Talimatları anlayamayan veya tıbbi öykülerine dair sorulara yeterli cevap veremeyen yetişkin hastalar, çünkü bu tür hastalar LMA™ SureSeal™ PreCurved kullanımı için kontrendike olabilir.

3. LMA™ SureSeal™ PreCurved resüsitasyon veya acil durumlarda, bilincini ciddi ölçüde kaybetmiş olmayan ve cihazın takılmasıyla karışık gelebilen hastalarda kullanılmamalıdır.

#### **Advers Etkiler**

Lerangeal maske hava yolları ve endotrakeal tüplerin kullanımıyla ilintili olarak bildirilmiş advers reaksiyonlar vardır. Spesifik bilgiler için standart ders kitapları ve yayınlanmış literatüre başvurulmalıdır.

#### **Kullanım için Hazırlık:**

**Dođru ölçüde LMA SureSeal™ PreCurved seçin.**

**Hasta Ađırlıđı/Boyut**

**Boy 3: 30kg – 50kg yetipkin**

**Boy 4: 50kg – 70kg yetipkin**

**Boy 5: 70kg – 100kg yetipkin**

Kafın pıpirilmesi ve söndürülmesi için açık bir biçimde iparetlenmiş bir pıyrınga bulundurun.

#### **Kullanım Öncesi Kontrolleri**

Kullanım için güvenli olup olmadıđını belirlemek amacıyla kullanmadan önce LMA SureSeal™ PreCurved kullanım öncesi kontrollerin yapılması son derece önemlidir.

**Uyarı:** Testlerden herhangi birinin başarısızlıkla sonuçlanması cihazın kullanılmaması gerektiđi anlamına gelir.

Bu testler ađadıdaki gibi gerçekleştirilmelidir:

**1. Hava yolu tıpünün iç kısmında tıkanma** veya gevpek parçacıklar olup olmadıđını kontrol edin. Tüpü uzunluđu boyunca kontrol edin. Kesitler veya çentikler olduđü takdirde cihazı elden çýkarın.

**2. Her iki uçtan tutarak hava yolu tıpünü** eđikliđini artırmak için esnetin, fakat eđiklik 180°i geçilmemelidir. Bu prosedür sırasında tüp büküldüđü takdirde cihazı elden çýkarın.

**3. Kafı tamamen söndürün.** Cihazı, her boyut için maksimum pıpirme hacminden %50 daha fazla olan hava ile yeniden pıpirin.

**Boyut 3 30ml**

**Boyut 4 45ml**

**Boyut 5 60ml**

Kafı kaçak, çýkıntı ve düzgün olmayan kabartı olup olmaması bakımından kontrol edin. Eđer sorunlara dair belirtiler varsa cihazı elden çýkarın. Çýkıntı yapan maske kullanım sırasında tıkanıklıđa neden olabilir. Daha sonra maskeyi tekrar söndürün.

Cihaz %50 oranında geređinden fazla pıpirin olduđunda pıpirme pilot balonunu kontrol edin. Balon küre deđil, elips biçiminde olmalıdır.

**4. Hava yolu konektörünü kontrol edin.** Hava yolu tıpüne sıky bir şekilde girmeli ve makul bir güç kullanarak çýkarmak mümkün olmamalıdır. Geređinden fazla güç kullanmayın ya da konektörü burkmayın; bu, mührün kıyılmasıyla neden olabilir. Konektör gevpek ise kullanım sırasında bađlantının kazara kopmasını önlemek için cihazı elden çýkarın.

**5. Renk deđipikliđi.** Renk deđipikliđi hava yolu tıpündeki sıvının görünebilirliđine etki eder.

**6. Pıpirme hattının hem kaf hem de balona** güvenli bir şekilde bađlı olmasını sađlamak için pıpirme hattını yavađ bir biçimde çekin.

**7. Maskedeki açıklıđı kontrol edin.** Maske açıklık geniđliđini geçen iki esnek barı, kıyılmış veya başka şekilde hasar görmüş olmalarından emin olmak için yavađca yoklayın. Açıklık barları bozulmuş ise küçük dil hava yolunu tıkkayabilir. Maske açıklıđı zarar görmüşse kullanmayın.

#### **Yerleptirme Öncesi Hazırlıđı:**

**Krikoid kıkırdađın arkasındaki ucu sıkıştırmaya yarayan sert ince öncü kenarı oluşturmak için LMA™ Kaf Söndürücüyü kullanarak tamamen söndürün.** Kaf açıklık barlarından uzaklađarak geriye katlanmalıdır. Kafın arkasını yerleptirmeden hemen önce iyice kayganlađtırın. Ön tarafı kayganlađtırmayın, çünkü bu açıklık barının tıkanmasına veya kayganlađtırıcı maddenin aspirasyonuna neden olabilir.

**Uyarı:**K-Y Jelly® gibi suda çözünebilir bir kayganlađtırıcı madde kullanılmamalıdır. LMA SureSeal™ PreCurved bilepenlerini ađındırdıkları içisilikon bazlı kayganlađtırıcı maddeler kullanmayın. Lidokain içeren kayganlađtırıcı maddeler bu cihazla kullanım için tavsiye edilmez. Lidokain, hastanın beklenen koruyucu reflekslerinin cihaz çýkarılmadan önce geri gelmesini geciktirebilir, muhtemelen alerjik bir reaksiyona yol açabilir veya ses telleri dâhil çevre yapıları etkileyebilir.

**Uyarı:** Çýkarılabilen tüm protezlerin cihaz yerleptirilmeden önce çýkarılması sađlayın.

#### **Yerleptirme:**

**Not: eldiven takılmalıdır**

**1. Anestezi yerleptirmeye izin verecek kadar** derin olmalıdır.

Sakinleptirici bir ilaç verilmediđi takdirde, barbitürat indüksiyonun hemen ardından yerleptirmeye çalışmayın.

**2. LMA SureSeal™ PreCurved** hava yolunu uygun konumda tutun. (Pek. 1)

Bađ ve boynu normal trakeal entübasyon için olduđu gibi konumlandırın.

Bir elinizle bađı arkadan itip diđeriyle maskeyi ađzın içine yerleptirirken bađı düz veya "koklama" konumuna (Koklama = bađı uzatma + boynu esnetme) getirin. (Pek. 2)

**3. Distal ucu üst diplerin veya diđ etlerinin iç** tarafına dođru bastırın. (Pek. 3)

**4. Hafif çapraz bir yaklađımla içeri dođru** kaydırın (ucu orta çizgiden uzađa yönlendirin). (Pek.4)

**5. Cihazın dilin arkasındaki eđikliđi takip** etmesi için elinizi dairesel bir hareketle döndürürken içeri dođru kaydırmaya devam edin. (Pek.5)

**6. Cihazın distal ucu alt farenksteki nihai** konumuna ulađtıđında bir direnç hissedilmelidir. Cihaz artık tamamen yerleptirilmiştir. (Pek.6)

**7. Tüpteki siyah noktalı çizginin üst** dudađa baktıđını kontrol edin.

Şimdi kafı hızlı bir biçimde **tüpü tutmadan pıpirin.** (Pek.7)

Bunu, gaz kaynađına bađlamadan ÖNCE yapın. Bu, cihazın dođru konumu almasına izin verecektir. Düşük basınç sızdırmazlıđı elde etmek için kafı yeterli hava ile pıpirin. Kafın pıpirilmesi sırasında tüpü tutmayın, çünkü bu cihazın dođru konuma gelmesini önler.

**Uyarı:** KAFI ASLA GEREDÝNDEN FAZLA PÝPÝRMEYİN.


#### **Maksimum pıpirme hacimleri (ml)**

**Boyut 3 20ml**

**Boyut 4 30ml**


**Boyut 5 40ml**

**8. Yanlıđ yerleptirmeyi önlemek için,** tüpü tutarak gaz kaynađına bađlayın. Dođru yerleptirmeyi onaylamak için akciđerleri **yavađca** pıpirin. Isırma engelleyici olması için, gazlı bez rulosu yerleptirin (yeterli bez kalınlıđını sađlayarak) ve cihazı yerine bantlayın, hava yolu tıpünün proksimal ucunun kaudal yönü gösterdiđinden emin olun. (Pek. 8) Dođru yerleptirildiđinde tüp damađa ve arka farengeal duvara bastırılmamalıdır. Cihazı kullanırken prosedürün sonunda bir ısırma engelleyici yerleptirmeyi hatırlamak önemlidir.




Pekil 1: LMA SureSeal™ PreCurved cihazın uygun konumda tutun

Pekil 2: Baş ve boynu normal trakeal entübasyon için olduğu gibi konumlandırılır.




Pekil 3: Maskenin ucunu sert damağa bastırın

Pekil 4: Damağa dođru basıncı korurken kafı ađzın içine daha da bastırın.



Pekil 5: Sert ve yumuřak damađın konturlarına dođru bastırarak dairesel hareketlerle cihazı içeri dođru hareket ettirin

Pekil 6: Direnci hissedilene dek cihazı alt farenkse dođru ilerletin.



Pekil 7: Pimdi kafı hızlı bir biçimde tüpü tutmadan bİbirin

Pekil 8: Isırma engelleyici olması için, gazlı bez rulosu yerleřtirin ve cihazı yerine bantlayın, hava yolu tüpünün proksimal ucunun kaudal yönü gösterdiđinden emin olun.

## Hava yolunu koruma

1. Cihaz yerinden kaydıđı veya yanlıđı takıldıđı takdirde týkanıklık meydana gelebilir. Kötü yerleřtirme tekniđiyle küçük dil ađı dođru itilebilir. Boyna oskültasyon yaparak kontrol edin ve yeniden yerleřtirerek ya da küçük dili bir larengoskop kullanıp kaldırarak düzeltin.
2. Maske ucunun glotise yanlıđı konumlandırılması laringospazm ve/veya bronkospazmı taklit edebilir.
3. Hasta, anestezinin hafif bir seviyesindeyken cihazı farenkste oynatmaktan kaçının.
4. Cihaz çýkarýlana dek ýsrma engelleyiciyi yerinde tutun.
5. Refleksler tamamen yeniden kazanýlana dek kafı söndürmeyin.
6. Anestezi sırasında sabit bir kaf içi basıncı sađlamak için kaftan hava bopaltýlabilir (60cm H<sub>2</sub>O'dan asla daha fazla deđil).

## Çýkarma

1. Önerilen ýsrma engelleyici ile birlikte LMA™ SureSeal™ PreCurved bilinç yeniden kazanýlana dek yerinde býrakýlmalıdır. "T" parça sistemi kullanýlarak oksijen giriđi uygulanmalýve standart izleme yapýlmalıdır. Cihazı çýkarmayı veya söndürmeyi denemeden önce koruyucu refleksler tamamen geri gelene dek hastanın tamamen rahat tutulması esastır. Hasta verilen komut ile ađzını açabilene dek cihazı çýkarmayın.
2. Reflekslerin neredeyse geri geldiđini bildiren yutma refleksinin bařlamasını gözleyin. Emme uygulamak genellikle gerekli deđildir, çünkü dođru kullanılan LMA™ SureSeal™ PreCurved larenksi ađz salgýlarından korur. Cihaz çýkarıldıđında hastalar salgýları yutacaktır. Buna karřın emme ekipmanı her zaman hazır olmalıdır.
3. Salgýların çýkarılmasıyla yardımcı olması amacıyla kısmi söndürme tavsiye edilebilir, buna karřın kafı, çýkarmadan hemen önce tamamen söndürün.

## Dikkat:

1. LMA SureSeal™ PreCurved regürjitasyon veya aspirasyonu engellemez. Anestezi uygulanmýp hastalarda kullanımı aç kalmýp olan hastalarla sýnýrlanmalıdır. Birkaç kopul anestezi altında regürjitasyona yatkınlık oluřturur. Cihazı, midenin bop olduđundan emin olmak amacıyla uygun önlemleri almadan kullanmayın.
2. Cerrahi stimülasyon sırasında hastaya çok hafif anestezi uygulanýrsa veya bronkiyal salgýlar anestezi etkisini kaybederken ses tellerini tahrip ederse larengeal spazm oluřabilir. Larengeal spazm oluřtuđu takdirde LMA™ SureSeal™ PreCurved cihazın çýkarmayın, spazm nedenini giderin. Cihazı sadece hava yolu koruyucu refleksleri tamamen ipler vaziyette olduđunda çýkarın.
3. Bİbirme hattını kullanırken çekiřtirmeyin veya ađrı güç kullanmayın ya da kaf týpasından ayrılabileceđi için cihazı hastadan bİbirme tüpü ile çýkarmaya çalıřın.
4. Cihazı, zenginleřtirilmeyen oksijen gibi özel çevresel kopolullarda kullanırken özellikle yangın tehlikeleri ve yangın önleme konusunda gerekli tüm hazırlıđın yapıldıđından ve önlemlerin alındıđından emin olun.
5. Bİbirme veya söndürme için sadece standart luer konik ucuna sahip bİyırnga kullanın.
6. Kullanmadan önce LMA SureSeal™ PreCurved cihazın sıvı içerisine batırılmayın veya ıřlatmayın.
7. Sadece kullanım talimatlarında açıklanan tavsiye edilen manevraları kullanın.
8. Kayanlađtırıcı uygularken, hava yolu açýklıđının kayanlađtırıcı ile týkanmasından kaçının.
9. Hava yolu sorunları devam ederse veya ventilasyon yetersize, LMA SureSeal™ PreCurved cihazı çýkarýlmalı ve hava yolu bir bařka yöntemle sađlanmalıdır.

10. Dikkatli kullanılması önemlidir. Keskin ve sivri nesnelere temastan daima kaçının. Kafın havası yerleřtirmeye yönelik talimatlarda açıklanıđı gibi tamamen bopaltýlmadıđıca cihazı yerleřtirmeyin.

11. Hava yolunun kontaminasyonunu en aza indirmek için hazırlama ve yerleřtirme sırasında eldiven kullanılmalıdır.

12. Kullanılmıř cihaz yerel ve ulusal yönetmelikler uyarınca biyolojik açıdan tehlikeli ürünlere yönelik kullanım ve imha süreçlerine uygun olmalıdır.

## Uyarı:

1. Cihazı, dođrudan güneř ıřıđından veya ađrı sıcaklık deđerlerinden sakınacak şekilde, karanlıđ ve serin bir ortamda saklayın.
2. Ađrı güç kullanımıyla daima kaçınılmalıdır.
3. Cihaz hasarlı veya LMA SureSeal™ PreCurved birim ambalajı hasarlı ya da açılmıř ise kullanmayın.
4. LMA SureSeal™ PreCurved cihazın sterilize etmeyin ve/veya tekrar kullanmayın. Cihaz steril olarak temin edilmektedir ve dođrudan paketten çýktıđı gibi kullanılmalıdır. Yeniden kullanmaya, temizlemeye veya dezenfekte ya da sterilizasyon ajanlarına maruz kalmaya dayanacak şekilde tasarlanmamıřtır.
5. LMA SureSeal™ PreCurved, lazerlerin ve elektrokoter ekipmanların bulunduđu hallerde yanıcı olabilir.

## Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) ile Kullanım



LMA SureSeal™ PreCurved cihazın MRG ile uyumluluđunu belirlemek için test yapılmıřtır. LMA SureSeal™ PreCurved cihazın MRG ortamında kullanmadan önce kullanıcı, ekipmanı ve açıklanan test kopolullarını dikkatli bir biçimde esas klinik ortamda kullanım için planlanan kopolullar ile karřılařtırılmalıdır. MRG ortamındaki cihaz testinin detaylı sonuçları için ađıyı inceleyin.

LMA SureSeal™ PreCurved cihazı MR kopolullu olarak saptanmıřtır. Klinik olmayan testler LMA SureSeal™ PreCurved cihazın MR kopolullu olduđunu göstermiřtir. Bu cihazın takılı olduđu bir hastada ađıdaki kopolullarda yerleřtirmeden hemen sonra emin bir biçimde tarama gerçikleřtirilebilir:

## Statik Manyetik Alan

- 3-Tesla veya daha az ölçüde statik manyetik alan
- 18.000-Gauss/cm veya daha az olan maksimum mekansal gradyan manyetik alan
- Bildirilen maksimum MR sistemi, 15 dakikalık tarama (diđer deyiřle, puls sekansı bařına) için 4-W/kg tam vücut ortalama özel sođurma hızı (SAR)
- MR sistemi için Birinci Seviye Kontrollü Kullanım Modu

## MRG ile Ýgili Isýtma

Klinik olmayan testlerde **Metal Yaylý LMA SureSeal™ PreCurved** cihazý, 3-Tesla (3-Tesla/128-MHz, Excite, HDx, Software 14X.M5, General Electric Healthcare, Milwaukee, WI) MR sisteminde 15 dakikalýk tarama (diđer deyiþle, puls sekansý baþýna) gerekleþtirilen MRG sýrasýnda aþaðýdaki sýcaklýk artýþýný yaratmýþtýr:

Bildirilen MR sistemi,  
tam vücut ortalama SAR 2,9-W/kg  
Kalorimetre ile ölçülen deđerler,  
tam vücut ortalama SAR 2,7-W/kg  
En yüksek sýcaklýk deðiþimi 1,7°C  
4-W/kg tam vücut ortalama SAR deđerine  
ölçeklenmiþ sýcaklýk 2,3°C

## Artefakt Bilgisi

Ýlgi alaný Metal Yaylý LMA SureSeal™ PreCurved cihazýnýn konumu ile aynı alanda veya göreceli olarak bu konuma yakýn ise MR görüntü kalitesinden ödün verilebilir. Bu nedenle MR görüntüleme parametrelerinin optimizasyonu bu cihazýn mevcudiyetinin etkisini dengelemek için gerekli olabilir. Maksimum artefakt boyutu (yani, gradyan eko puls sekansýnda görüldüğü gibi) Metal Yaylý LMA SureSeal™ PreCurved cihazýnýn boyutuna ve þekline bađlý olarak yaklaþýk 25 mm'ye uzar.

Puls Sekansý	T1-SE	T1-SE	GRE	GRE
Sinyal Yokluđu Boyutu	2.203- mm <sup>2</sup>	2.197- mm <sup>2</sup>	4.580- mm <sup>2</sup>	4.064- mm <sup>2</sup>
Düzlem Oryantas yonu	Paralel	Dikey	Paralel	Dikey

## Sembol Tanýmý:

	Üretici Firma
	IFU'ya bu web sitesi üzerinden danýþýn: <a href="http://www.LMACO.com">www.LMACO.com</a>
	Hava þipirme hacmi
	Hasta ađýrlýđý
	Kullanýmdan önce Talimatý okuyun
	Dođal kauçuk lateksten yapılmamýþtýr
	Kýrýlabilir, dikkatli tutun
	Güneþ ýþýđýndan uzak tutun
	Kuru muhafaza edin
	Üst taraf
	Ürün Kodu
	Lot Numarasý
	CE Ýþareti
	Yeniden Kullanmayýn
	Yeniden Sterilize Etmeyin
	Bu ürün fitalat ile üretilmemiþtir.
	Etilen Oksit ile sterilize edilmiþtir
	Son Kullanma Tarihi
	Ambalaj hasarlı ise kullanmayýn
	MR Koþullu

## Telif Hakký © 2014 Teleflex Incorporated.

Her hakký saklýdır. Bu yayýnýn hiçbir kýsmý yeniden üretilemez, geri alınabilir bir sistemde saklanamaz veya hiçbir biçimde iletilemez ya da elektrik, mekanik, fotokopi, kayıt veya baþka hiçbir þekilde yayýncý ilk olarak izin vermeden yayýnlanamaz.

LMA, LMA Better by Design, LMA SureSeal PreCurved ve Teleflex, Teleflex Incorporated þirketinin veya bađlý kuruluşlarının ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.

Bu belgede verilen bilgi baskýya ulaþtırýlma sýrasýnda dođrudur. Üretici önceden belirtmeksizin ürünleri iyileþtirme veya deðiþtirme hakkýna sahiptir.

## Üreticinin Garantisi:

LMA SureSeal™ PreCurved sadece tek kullaným için tasarlanmýþtýr ve teslimat sýrasýnda üretim hatalarýna karþý garantiye alınmýþtýr.

Garanti sadece cihaz yetkili bir satýcýdan alýndýđý takdirde geçerlidir. TELEFLEX MEDICAL KALÝTE VEYA BELÝRLÝ BÝR AMAÇ ÝÇÝN UYGUNLUK GARANTÝLERÝ DÁHÝL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA, AÇIK OLARAK BÝLDÝRÝLMÝÞ VEYA ÝMA EDÝLMÝÞ TÜM DÝĐER GARANTÝLERÝ REDDETMEKTEDÝR.



Teleflex Medical  
IDA Business and Technology Park  
Dublin Road, Athlone, Co Westmeath,  
Ýrlanda



[www.LMACO.com](http://www.LMACO.com)

Sayý: PBK-2105-000 Rev B TR